

## RECOLLIDA D'ORINA 24 HORES

---

### MATERIAL:

- Recipient de plàstic de boca ample amb tapa de 1000 – 2000 ml. Cal tenir en compte, que potser se'n necessita més d'un, segons el volum d'orina que es faci.

### PROCEDIMENT:

- Llençar la primera micció del matí.
- Des d'aquest moment recollir tota l'orina que es realitzi durant el dia i fins a la primera micció de l'endemà; que serà, aproximadament, sobre la mateixa hora que van realitzar la primera del dia anterior que havíem llençat.
- És molt important recollir tota l'orina del dia.
- Durant aquest dia de recollida, el recipient ha de guardar-se a la nevera.
- En l'acabar la recollida, cal portar-ho al CAP al més aviat possible.